

anasept[®]

Gel antimicrobien pour la peau et les plaies
À l'usage des hôpitaux et professionnels de la santé

Santé Canada Licence # 97167

Références de commande :

Référence de catalogue 5003G : Tube de 3 oz (86 g)

Référence de catalogue 5015G : Tube de 1,5 oz (43 g)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le gel antimicrobien Anasept[®] pour la peau et les plaies est un hydrogel isotonique amorphe transparent aidant à préserver un environnement humide propice à la guérison, soit en absorbant les sécrétions de la plaie soit en maintenant la plaie humide, tout en appliquant 0,057 % d'hypochlorite de sodium antimicrobien à spectre large. Le gel Anasept[®] a aussi une action empêchant la croissance de diverses bactéries, notamment *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Serratia marcescens*, *Acinetobacter baumannii*, *Clostridium difficile*, ainsi que les souches résistantes aux antibiotiques (p. ex., *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM), *Entérocooccus faecalis* résistants à la vancomycine (ERV) et *E. coli* résistant au carbapénem (ERC) souvent présentes dans les plaies, de même que les microchampignons (p. ex., *Candida albicans* et *Aspergillus niger*).

INDICATIONS :

Le gel Anasept[®] est commercialisé en vente libre pour le traitement des écorchures, des lacérations, des irritations mineures, des coupures, des sites de sortie et de la peau intacte.

Usage professionnel : Le gel Anasept[®] peut être utilisé sous la supervision d'un professionnel de la santé pour le traitement de diverses plaies, notamment les ulcères de pression IIV, les plaies de profondeur partielle ou totale, les ulcères de jambe et de pied diabétique, les plaies post-chirurgicales, les brûlures de premier et deuxième degré, les sites de greffe et les plaies de donneur.

MODE D'EMPLOI :

Peau : 1) Nettoyer la peau avec un nettoyant approprié.

2) Appliquer une couche mince de gel Anasept[®] sur le site traité.
Répéter au besoin.

Plaies : 1) Nettoyer et/ou débrider la plaie au besoin.

2) Appliquer une couche généreuse de gel Anasept[®] directement sur la plaie (couche de 3 à 5 mm (1/8 à 3/16 po))

3) Couvrir la plaie avec une gaze stérile ou un autre pansement approprié et fixer en place. (Éviter les pansements contenant de l'argent ou d'autres métaux.) Maintenir la plaie humide entre les remplacements de pansement.

**CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE JUSQU'À 25 °C (77 °F)
RÉSERVÉ À UN USAGE EXTERNE. NON CONÇU POUR UN USAGE
OPHTALMIQUE.**

En cas de rougeur ou d'irritation, cesser l'utilisation du produit.



Fabriqué par : Anacapa Technologies, Inc.
301 E. Arrow Highway Ste. 106
San Dimas, CA 91773, USA

Anasept[®] est une marque
déposée appartenant à
Anacapa Technologies, Inc.

(800)-489-2591

www.anacapa-tech.net

Produit fabriqué
aux États-Unis

Version 00