

# SILVER-SEPT®

Gel d'argent antimicrobien pour la peau et les plaies

**Santé Canada Licence # 97054**

Références de commande :

Référence de catalogue 3003S : Tube de 3 oz (86 g)

Référence de catalogue 3015S : Tube de 1,5 oz (43 g)

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Silver-Sept® gel antimicrobien pour la peau et les plaies, contenant 200 µg/g d'argent total, est un hydrogel clair et amorphe, destiné au traitement de plaies. Silver-Sept® ne tache pas et ne décolore pas le tissu cutané. Le gel Silver-Sept® sert de barrière antimicrobienne de longue durée empêchant la croissance des bactéries courantes telles que : *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Serratia marcescens*, y compris les souches résistantes aux antibiotiques : SARM et ERV, ainsi que les champignons, tels que *Candida albicans* et *Aspergillus niger*.

## INDICATIONS :

Le gel Silver-Sept® est conçu pour être utilisé comme un médicament en vente libre, destiné au traitement des éraflures et des lacérations, et aussi pour être utilisé sous la surveillance d'un professionnel de la santé dans la gestion des affections suivantes : ulcères de pression de stade I à IV, plaies d'épaisseur partielle et totale, brûlures du 1er et du 2e degré, pied diabétique et ulcères de jambe, sites de greffe et de prélèvement.

## MODE D'EMPLOI :

- 1) Nettoyer ou débrider la plaie au besoin.
- 2) Appliquer généreusement le gel Silver-Sept® directement dans le lit de la plaie (couche de 3 à 5 mm (1/8 à 3/16 po)).
- 3) Recouvrir d'une gaze stérile ou d'un autre pansement secondaire approprié et bien fixer.
- 4) Maintenir un milieu humide pour la plaie entre les changements de pansement.

**Remarque :** Le gel antimicrobien Silver-Sept® destiné au traitement de plaies, peut rester dans le lit de la plaie pendant jusqu'à 3 jours. Des changements de pansement plus fréquents peuvent être nécessaires en fonction de la quantité d'exsudat de la plaie présente et de l'état du pansement secondaire.

**CONSERVER À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE : 15 À 30 °C (59 À 86 °F)**

**USAGE EXTERNE UNIQUEMENT. N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE OPHTALMIQUE.**

**SANS LATEX**



**ANACAPA®**  
TECHNOLOGIES

Fabriqué par : Anacapa Technologies, Inc.  
301 E. Arrow Highway Ste. 106  
San Dimas, CA 91773, USA

(800)-489-2591

[www.anacapa-tech.net](http://www.anacapa-tech.net)

Silver-Sept® est une marque déposée appartenant à Anacapa Technologies, Inc.

Produit fabriqué aux États-Unis

Version 00